

JERRY

Pulso Oxímetro

Certificado de Calidad ISO
otorgado en Alemania para la
Comunidad Europea



MED/CERT

MEDCERT Zertifizierungs-und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH
Versezen 35 - 20459 Hamburg - Germany

EN ISO 13485:2003 + AC:2007



JERRY-F

Características Jerry F

- Diseño pequeño y ligero. Tipo clip “Todo en uno”, fácil de llevar.
- Pantalla LED con despliegue de Saturación de Oxígeno SpO2, frecuencia de pulso PR y medida de intensidad del pulso.
- Chequeo en tiempo real inmediato.
- Un solo botón de interface. Fácil de utilizar.
- Baterías AAA comunes, alcalinas o recargables.
Tiempo continuo de uso 3 horas.
- Indicador de bajo nivel de batería.
- Apagado automático.

**Ideal
para:**



JERRY-F

Especificaciones Jerry F

Saturación de Oxígeno SpO2

- Rango de medida: 35% - 99%
- Precisión: 70% - 99% (+/- 2%)
- Resolución: 1%

Frecuencia de Pulso

- Rango de medida: 30bpm – 250bpm
- Precisión: 2bpm
- Resolución: 1bpm

Visualización en pantalla

- SpO2: 2 dígitos
- PR: 3 dígitos
- Intensidad de Pulso: Barra de 6 segmentos
- Indicador de batería baja: A



Requerimientos ambientales:

Temperatura

- De operación: 0° C / 40° C
- Transporte y almacenaje: -20° C / 60° C

Altitud

- De operación: 86kPa – 106kPa
- Transporte y almacenaje: 50kPa – 106kPa

Baterías

- 2 baterías AAA comunes o recargables

Humedad

- De operación: 15° / 95° (sin condensación)
- Transporte y almacenaje: 10° / 95° (sin condensación)

Dimensión

- 67 (H) x 38 (W) x 36 (D) mm

Peso Neto

- 65g (incluido baterías)



JERRY MEDICAL INSTRUMENT.